



ایپی مکس Quick

محلول ضد عفونی کننده سریع الاثر (ضد عفونی کننده در کمتر از ۱ دقیقه)

کاربرد : این محصول، محلول ضد عفونی کننده با اثر سریع و آماده مصرف برای ضد عفونی سطوح، در صنایع غذایی مانند :

- ۱- سرپرکن ها در هنگام تولید برای اطمینان از هر گونه آلودگی ثانویه ۲- ضد عفونی محیط اتاق کشت میکروبی در آزمایشگاه در هنگام آزمایش
- ۳- ضد عفونی وسایل آزمایشگاه برای حصول اطمینان از نتیجه آزمایش ۴- ضد عفونی وسایل سالن تولید که نسبت به آلودگی ثانویه حساس می باشند.

مزایا:

سریع و آسان، بدون نیاز به آبکشی، سرعت اثر بسیار بالا، بدون خطر برای انسان، دارای طیف فعالیت گسترده، فاقد ترکیبات آلدئید، فنل و کلرین، سرعت تبخیر پایین برای اثربخشی بهتر و بیشتر، مناسب برای سطوح شیشه ای، فلزی و پلاستیکی، دارای اثر پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان، دارای ترکیبات محافظ برای جلوگیری از خوردگی سطوح فلزی

ماده موثر: الکل ، آمونیم کوارترنر

گستره فعالیت : موثر بر باکتریهای گرم منفی، گرم مثبت، مخمرها، قارچ ها و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش بر اساس استاندارد های EN و AOAC.

زمان اثر : کمتر از یک دقیقه

سازگاری با مواد :

سازگار با استیل ضد رنک، آلومینیوم، برنج، نیکل، روی، پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی پروپیلن، پی وی سی، سیلیکون رابر، لاتکس و نایلون

روش مصرف :

۱۰ میلی لیتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری (با ۱۰-۸ مرتبه اسپری نمودن) و ۱ دقیقه تامل گردد. برای اثربخشی بهتر سطح مورد نظر را قبل از ضد عفونی از آلودگی و چربی پاک نمائید.

هشدارها و نکات قابل توصیه :

برای پلاستیک های شفاف مانند پلی کربناتها و پلی اکریل آمیدها استفاده نشود. قبل از استفاده از اسپری، در صورت آغشته بودن سطوح به صابون و دترجنت های آنیونی، سطح را خوب آبکشی نمایید. از تماس محلول با چشم، پوست آسیب دیده و غشای مخاطی خودداری و در صورت تماس اتفاقی با چشم، موضع را با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود. به دلیل داشتن الکل آتشگیر است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

شرایط نگهداری : در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب، جرقه، شعله و آتش نگهداری شود. سطح مورد نظر را قبل از ضدعفونی از آلودگی و چربی پاک نمائید.

بسته بندی :

ظروف پلی اتیلنی ۵۰۰ میلی لیتری همراه با افشانه، ۱ و ۴ لیتری

